

NOVAFON



Maximale Kraft.  
Spürbar wirksam.

max+



3 **92 % der befragten Physiotherapeut:innen** setzen das NOVAFON regelmässig zur **effektiven Schmerzlinderung** in ihrer Therapie ein.<sup>5</sup>

Für mehr als **40.000 Therapeut:innen**, Kliniken und Praxen ist NOVAFON ein zuverlässiger Partner in der Therapie. Seit über **90 Jahren** leisten unsere als Medizinprodukte zertifizierten Geräte einen nachhaltigen Beitrag zur effektiven Schmerzbehandlung. Mit ihrer nachgewiesenen **Tiefenwirkung von mehr als 9 cm** reduzieren die gezielten Vibrationen die Schmerzwahrnehmung durch die Stimulation des Nervensystems.



## NOVAFON max+

### Maximale Kraft für tiefenwirksame Therapie

Das NOVAFON max+ setzt neue Massstäbe in der Schallwellentechnologie und bietet dir als Therapeut:in ein leistungsstarkes Gerät zur effektiven Behandlung grosser Muskelgruppen. Entwickelt speziell für die professionelle Schmerztherapie, kombiniert das Gerät wissenschaftlich fundierte Tiefenwirkung mit einer intuitiven und flexiblen Bedienung im anspruchsvollen Praxisalltag.

Mit seinen drei Frequenzstufen und dem breiten Intensitätsspektrum ermöglicht es eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse deiner Patient:innen und ist bestens für Behandlungen im Bereich der Physio- und Sporttherapie geeignet.

Als zertifiziertes Medizinprodukt erfüllt das NOVAFON max+ höchste Qualitätsstandards. Die Wirkung der lokalen Vibrationstherapie ist durch zahlreiche Studien belegt und wird bereits seit 1932 erfolgreich angewandt.


Die Vibrationen regen über die tiefgreifende Gewebestimulation körpereigene Mechanismen an und unterstützen die Rehabilitation einer Vielzahl von Erkrankungen.<sup>1-3</sup>



Zertifiziertes  
Medizinprodukt



3 Frequenzen  
15 Intensitätsstufen



Kraftvolle  
Behandlung

# DIE VORTEILE DER NOVAFON BEHANDLUNG

## Kraftvoll und tiefenwirksam



### FLEXIBLE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die verschiedenen Frequenzen kann der Muskeltonus je nach Behandlungsziel entweder erhöht (Aktivierung) oder reduziert (Entspannung) werden.




### 9 CM + TIEFENWIRKUNG

Das NOVAFON max+ hat eine gezielt einsetzbare Tiefenwirkung von 9 cm +, während andere Therapiegeräte oft nur oberflächlich stimulieren.



### SENKRECHTE STIMULATION

Durch die senkrechte Stimulation entfalten sich die Vibrationen wissenschaftlich nachgewiesen dort im Gewebe, wo ihre Wirkung erzielt werden soll.



### KRAFTVOLLE BEHANDLUNG

Die bewährte Technologie des NOVAFON ermöglicht ein breites Behandlungsspektrum von Kopf bis Fuss – mit dem NOVAFON max+ nun kraftvoller und intensiver als je zuvor.

# MAXIMALE KRAFT. SPÜRBAR WIRKSAM. NOVAFON max+

15 Intensitäten  
feinjustierbar über  
die NOVAFON App

Travel Lock  
Funktion

5 Intensitäten  
einstellbar  
über Taster

Einfaches Laden per  
Magnetkontakt



Bluetooth-Konnektivität  
zur NOVAFON App

LED Display

3 Frequenzen  
100 Hz / 75 Hz / 50 Hz

Strahlwasser-  
geschützt nach IP65

NOVAFON

## BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Führende Experten aus Sport und Wissenschaft vertrauen auf NOVAFON

„Das neue NOVAFON max+ ist für uns als DLV-Therapeuten ein echter Durchbruch. Dank der gesteigerten Kraft und der grösseren Aufsätze im Vergleich zu den früheren Modellen haben wir genau das, was es für eine intensive sporttherapeutische Behandlung kompakter Muskelgruppen braucht. Mit seiner beeindruckenden Tiefenwirkung können wir gezielt und effektiv behandeln. Zudem ist die flexible Handhabung ein grosser Vorteil: Egal, ob wir feine Justierungen vornehmen oder grossflächig arbeiten, das Gerät liegt perfekt in der Hand und ermöglicht durch die neuen Aufsätze mit 90°-Drehfunktion eine mühelose Anwendung in jeder Situation.“

Martin Kober, Physiotherapeut beim Deutschen Leichtathletik-Verband e.V. (DLV), 2024 <sup>4</sup>





„Was mir am NOVAFON gefällt, ist, dass es viel ruhiger, viel dezenter ist. Das heisst, ich kann viel ruhiger, achtsamer, genauer arbeiten. Obwohl das Gerät sehr bescheiden und elegant daher kommt, kann man damit über mehrere Steigerungsstufen eine Power aufbringen, welche die mechanische und sensomotorische Wirkung aller mir bekannten Manualtherapien um ein Vielfaches zu übertreffen scheint.[...] Und deswegen hat es auch eine medizinische Gerätezulassung. Das findet man nur bei dem NOVAFON und bisher kenne ich kein anderes Gerät.“


Dr. Robert Schleip, führender Experte im Bereich Faszienforschung  
und NOVAFON Partner, 2024 <sup>4</sup>

## LOKALE VIBRATIONSTHERAPIE

Bewährte Wirkweise, vielfältige  
Einsatzmöglichkeiten

### DREI FREQUENZEINSTELLUNGEN

Mit insgesamt drei verschiedenen  
Frequenzen - 100 Hz, 75 Hz und 50 Hz  
ermöglicht NOVAFON die systematische  
Behandlung jeder einzelnen Körperregion.



## 100 Hz



### LINDERUNG VON MUSKELSCHMERZEN

Wenn der sensorische Reiz der Vibration auf die Nervenfasern trifft, kann die Weiterleitung von Schmerzsignalen an das Gehirn unterbrochen werden, da der sensorische Reiz den Schmerzreiz überlagert. Dieser Effekt wird mit der „Gate Control Theorie“ begründet. So lassen sich Schmerzen — ganz ohne Medikamente — lindern.

## 50 Hz

### LÖSEN VON VERSPANNUNGEN

Über die tiefenwirksamen Vibrationen werden Muskelverspannungen gelöst und verhärtetes Gewebe gelockert – und das von Kopf bis Fuss: Von der Kiefermuskulatur bis hinunter zur Wadenmuskulatur.



## 75 Hz

### MUSKELAKTIVIERUNG

Die sanften Vibrationen aktivieren die Muskulatur.

### AKTIVE REGENERATION

Über tiefgreifende Gewebestimulationen werden körpereigene Regenerationsmechanismen angeregt. Die Muskulatur kann sich schneller erholen und die körperliche Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Die Durchblutung wird angeregt und die Muskulatur besser mit Stoffwechselprodukten wie Sauerstoff versorgt.

## GERÄTEVERGLEICH

### Welches NOVAFON passt zu mir?

In unserem Gerätevergleich kannst du herausfinden, welches NOVAFON am besten auf dein Behandlungsgebiet und die Bedürfnisse deiner Patient:innen abgestimmt ist.

Ob dein Behandlungsspektrum die gezielte Schmerzlinderung, intensive Sporttherapie an grossen Muskelgruppen oder die Anwendung an empfindlichen Körperstellen umfasst – wir unterstützen dich dabei, das passende Gerät für deinen Fachbereich zu finden. Entdecke die Unterschiede zwischen den Modellen und wähle das NOVAFON, das deine Anforderungen optimal erfüllt.

Gerne beraten unsere NOVAFON Expert:innen dich dazu auch telefonisch und ganz individuell in unserer Anwendungsberatung.

[novafon.ch/informieren/webseminare](https://novafon.ch/informieren/webseminare)



### NOVAFON max+

Kraftvoller Therapiebegleiter  
Maximale Kraft, Tiefe und  
Ergonomie, ideal für grosse  
Muskelgruppen



### DAS NOVAFON power 2




Smartes Multitalent  
Für alle Behandlungen  
Feinjustierung via App



### DAS NOVAFON power

Intensivtherapie  
Effektiv für grossflächige und  
kompakte Muskelgruppen

## Leistungsvergleich



## Einsatzgebiete

Schmerzen, Verspannungen,  
Sportverletzungen, z. B.  
myofasziale Behandlung,  
Verspannung, neurologische  
Krankheitsbilder und zur  
Regeneration

Schmerzen, Verspannungen,  
Sportverletzungen, Narben,  
CMD, Gelenkschmerz/Arthro-  
sen, logopädischen und neuro-  
logischen Krankheitsbildern  
und zur Regeneration

Schmerzen, Verspannungen,  
Sportverletzungen, Narben,  
logopädischen und neurologi-  
schen Krankheitsbildern und  
zur Regeneration

## Frequenzen

50 | 75 | 100 Hz

50 | 75 | 100 Hz

50 | 100 Hz

## Wasserresistenz

IP65 - Strahlwassergeschützt

IP44 - Spritzwassergeschützt

IP22 - Tropfwassergeschützt

## App Konnektivität

via Bluetooth


via Bluetooth

-

## EINFACHER AUFSATZWECHSEL

Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze

Durch eine leichte Drehbewegung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand anzubringen oder zu lösen.



**Telleraufsatz**  
zur flächigen Anwendung  
und zum Ausstreichen

**Kugelaufsatz**  
kleinflächigere und  
punktuelle Behandlungen





Teller- und Kugelaufsatz,  
sowie ein Ladekabel mit  
Netzstecker sind Teil des  
Lieferumfangs beim Kauf  
eines NOVAFON Gerätes.

## MIT PHYSIOTHERAPEUTEN ENTWICKELT


### Innovative Aufsätze im neuen Faszien-Set\*

Der **Knöchelaufsatz** ist auf die Anatomie des Menschen abgestimmt und ideal für konvexe Körperbereiche. Seine einzigartige „Knöchel“-Struktur ist der Therapeutenhand nachempfunden und ermöglicht eine effektive Bearbeitung der Muskulatur.



Der **Faszien-Pflug** eignet sich besonders für präzise Behandlungen in sensiblen Regionen wie Nacken und Unterschenkel. Indem der Aufsatz wie eine Welle durch die Faszienstränge gleitet, unterstützt er dabei, Gewebe zu lösen.


Der **Faszien-Schieber** ermöglicht eine intensive, grossflächige Anwendung in konkaven und konvexen Gebieten, um Faszienstränge auszustreichen.



\*Die dargestellten Aufsätze sind eigens für das NOVAFON max+ entwickelt und nicht mit anderen Geräten kompatibel.

## DURCHDACHTE DETAILS

Effiziente und kräfteschonende Behandlung



### NEU:

Die Aufsätze des **NOVAFON max+** sind erstmalig um **90 Grad drehbar** und können flexibel an die Bahnen grosser Muskelgruppen angepasst werden. Dies sorgt für eine kräfteschonende Anwendung bietet dem Behandler eine noch angenehmere Arbeitsweise.



Die ergonomische Form des NOVAFON max+ ermöglicht vielfältige Greif- und Haltepositionen, die eine gezielte Anwendung der Vibrationen besonders effizient und komfortabel gestalten. Alle Einstellungen lassen sich intuitiv einhändig steuern, sodass das Gerät während der Behandlung nicht abgesetzt werden muss und Behandlungsschritte nahtlos ineinander übergehen können.





“

Das NOVAFON max+ ermöglicht eine sehr tiefgreifende Wirkung, die mehrere Zentimeter weit unter die Haut in das myofasziale Gewebe verfolgt werden kann. Ich durfte es testen und bin überzeugt.<sup>4</sup>

**Prof. Dr. biol.hum. Robert Schleip**  
Faszienforscher, TU München

## PRAKTISCHE LADESTATION

Vereinfachtes Laden und professionelle Präsentation

Die Ladestation ist die ideale Ergänzung für dein NOVAFON: Sie bietet nicht nur eine bequeme Lademöglichkeit, sondern sorgt durch ihren stabilen Stand auch dafür, dass dein Gerät immer griffbereit und jederzeit einsatzbereit ist.



## EINFACHE REINIGUNG

### Schonende Pflege für hygienische Anwendungen

Damit dein NOVAFON max+ langfristig zuverlässig und hygienisch bleibt, bieten wir dir mit dem NOVACLEANER die ideale Lösung zur schonenden Reinigung. Dieses speziell für Medizinprodukte entwickelte Reinigungsmittel kommt ganz ohne Alkohol aus, ist dermatologisch getestet und besonders hautfreundlich. Einzeln oder als Set mit unserem weichen Mikrofasertuch für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung erhältlich.

Dank der hohen Wasserresistenz des NOVAFON max+ (Schutzklasse IP65) ist dein Gerät optimal vor Flüssigkeiten wie Desinfektionsmitteln, Cremes, Gelen und Staub geschützt. Dies erleichtert die regelmäßige Pflege und sorgt dafür, dass dein NOVAFON max+ auch unter anspruchsvollen Bedingungen im Therapiealltag zuverlässig funktioniert.

\*Für eine hygienische Desinfektion wird am besten ein Einmaltuch verwendet.  
Das Mikrofasertuch eignet sich zum anschließenden Trockenwischen.





NOVAFON

NOVAFON

## SICHER TRANSPORTIEREN

### Geschützte Aufbewahrung und praktische Tastensperre

#### IMMER MIT DABEI

Das Transport Case Large bietet dir eine sichere und komfortable Lösung, um dein NOVAFON max+ und Zubehör überallhin mitzunehmen.

Mit zusätzlichem Platz für das Transport Case mini, das ideal für die Aufbewahrung des Faszien-Sets geeignet ist, bist du für den Praxisalltag optimal ausgestattet. Perfekt organisiert und geschützt, begleitet dich dein NOVAFON max+ jederzeit zuverlässig.



#### PRAKTISCHE TASTENSPERRE

Ob in der Praxis, auf dem Weg zum Hausbesuch oder auf Reisen – das NOVAFON max+ kann mit dem praktischen Travel Lock vor einer ungewollten Inbetriebnahme geschützt werden.

## NOVAFON FÜR THERAPEUTEN:INNEN

Und Patient:innen

Ob in der professionellen Therapie oder alleine zu Hause: Das NOVAFON wird bei vielen Krankheitsbildern therapieunterstützend eingesetzt. In der **Schmerz-, Physio- und Ergotherapie** stellt die bewährte NOVAFON Technologie ihre Wirksamkeit täglich unter Beweis und viele Therapeut:innen empfehlen ihren Patient:innen die Anwendung zu Hause. NOVAFON ist **erwiesenermassen wirksam** und einfach anzuwenden.<sup>1-3</sup>

## VIELSEITIG IM EINSATZ

Für eine effektive Therapie

### SCHMERZLINDERUNG

- Akute und chronische Schmerzen
- Rückenschmerzen
- Kieferschmerzen (CMD)
- Gelenkschmerzen (z. B. bei Arthrose)
- Myofasziale Schmerzen
- Narbenschmerzen
- Muskelschmerzen

### REGENERATION

- Muskelentspannung
- Durchblutungsförderung
- Elastizitätssteigerung
- Leistungsfähigkeit verbessern
- Stimulation des Gewebes

### AKTIVIERUNG

- Gangbild fördern
- Handmotorik fördern
- Wahrnehmung fördern
- Muskulatur aktivieren
- Neuromuskuläre Verbindung stärken
- Sport- / Trainingsvorbereitung


# ENTDECKE DIE NOVAFON APP

## Einfach richtig behandeln: Der NOVAFON Behandlungs-Guide

### DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUM NOVAFON SCHALLWELLENGERÄT

Der NOVAFON Behandlungs-Guide bietet dir und deinen Patient:innen die Möglichkeit, das NOVAFON max+ besser kennenzulernen, die richtige Anwendung für dich zu finden, zu verstehen und durchzuführen.

Zudem unterstützt die App deine Patient:innen dabei, die NOVAFON Anwendung noch besser in deinen Alltag zu integrieren und die Therapie zuhause weiterführen zu können.



- Nützliche Infos zu Gerät und Wirkweise
- Wissenswertes zu Körperbereichen und Hintergründen
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch die Anwendungen
- Firmware Updates einfach und schnell


## DIE ZUKUNFT IST SMART

### Praktische Bluetooth-Konnektivität

Die direkte Bluetooth-Verbindung zwischen dem NOVAFON max+ und der kostenlosen NOVAFON App ermöglicht dir und deinen Patient:innen noch grössere, sowie personalisierbare, Einstellungsmöglichkeiten. Tauche ein in die smarte Zukunft der lokalen Vibrationstherapie.

#### REGULIERBARE INTENSITÄTSSTUFEN

Das grosse Intensitätsspektrum mit insgesamt 15 Stufen ermöglicht eine vielseitige Anwendung ganz nach dem Empfinden deiner Patient:innen und erlaubt die systematische Behandlung jedes Muskels.



#### WERDE KREATIV

Mach das NOVAFON max+ zu deinem ganz persönlichen Highlight im Praxisalltag, lass dich individuell begrüßen und wähle deine Lieblings-Displayfarbe.

Speichere individuelle Behandlungsabläufe für die Nutzung in der Praxis und die Eigenanwendung deiner Patient:innen ab.



## ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG

Unsere Therapeut:innen beraten dich persönlich, damit du optimal behandelst.

Wir möchten dich bei der Verwendung des NOVAFON unterstützen und bieten dir hierzu verschiedene Möglichkeiten:



### Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit unseren Expert:innen ist für dich kostenlos. Passe deine Behandlung mit dem NOVAFON die Bedürfnisse deiner Patient:innen an.



### Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind ebenfalls kostenlos. Erfahrene Therapeut:innen führen dich in verschiedene Themen ein und erläutern zum Beispiel die Grundfunktionen und Wirkweise des NOVAFON.



### Anwendungsbuch

Du erhältst zu jedem NOVAFON unser umfangreiches Anwendungsbuch kostenlos dazu. Dieses findest du auch in unserem Downloadbereich unter: [novafon.ch/informieren/download/](http://novafon.ch/informieren/download/)



### App

Mit unserer kostenlosen NOVAFON App lernst du in praktischen Videos und Tutorials die richtige Anwendung des Geräts.

## NOVAFON

# Elektromedizinische Geräte GmbH

Bereits seit über 90 Jahren stellt die NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH elektromedizinische Geräte her. Die Marke NOVAFON ist Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation. Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden.



### Zertifiziertes Medizinprodukt

NOVAFON ist vom TÜV SÜD als Hersteller von Medizinprodukten zertifiziert. TÜV SÜD (CE0123) ist die benannte Stelle von NOVAFON für die Vibrationsschallwellengeräte. Alle anderen NOVAFON-Produkte werden geprüft, und die Konformität wird in alleiniger Verantwortung von NOVAFON erklärt. Die Wirksamkeit der Vibrationstherapie wurde getestet und in zahlreichen Studien nachgewiesen.



### Made in Germany

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.



### 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Ab Erhalt der Ware hast du 30 Tage lang Zeit, diese ausgiebig und ohne Risiko zu testen.

### Service und Hilfe

Du hast noch offene Fragen oder suchst schnelle Antworten? Dann folge dem QR-Code auf unsere FAQ-Seite und lass dir unkompliziert weiterhelfen.

# LITERATUR

## 1

**Serritella et al.** Local Vibratory Stimulation for Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Preliminary Study. *Pain Research Management. Pain Res Manag.* 2020 Dec 5;2020:6705307.

**Staud et al.** Attenuation of Experimental Pain by Vibro-Tactile Stimulation in Patients with Chronic Local or Widespread Musculoskeletal Pain.

**Beinert et al.** After-effects of neck muscle vibration on sensorimotor function and pain in neck pain patients and healthy controls - a case-control study. *Disabil Rehabil.* 2019 Aug;41(16):1906-1913.

**Guieu et al.** Substance P-like immunoreactivity and analgesic effects of vibratory stimulation on patients suffering from chronic pain. *Can J Neurol Sci.* 1993 May;20(2):138-41.

**Lundeberg T.** Vibratory Stimulation for the Alleviation of Pain. *The American Journal of Chinese Medicine*, 1984, Summer, 23 (1-4): 60-70.

Lundeberg T. Long-term results of vibratory stimulation as a pain relieving measure for chronic pain. *Pain.* 1984 Sep;20(1):13-23. doi: 10.1016/0304-3959(84)90807-8

**Lundeberg T.** The pain suppressive effect of vibratory stimulation and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) as compared to aspirin. *Brain Res.* 1984 Mar 5;294(2):201-9.

**Lundeberg T.** Relief of pain from a phantom limb by peripheral stimulation. 1985, *Journal of Neurology*; 232(2):79-82.

## 2

**Wanderley et al.** Rebelatto JR. Effect of plantar vibration stimuli on the balance of older women: a randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil.* 2011 Feb;92(2):199-206. doi: 10.1016/j.apmr.2010.10.014. PMID: 21272715.

**NOVAFON GmbH.** Results use observation occupational therapy stroke 2020 (unpublished).

**Alashram et. al.** Effectiveness of focal muscle vibration on hemiplegic upper extremity spasticity in individuals with stroke: A systematic review. *NeuroRehabilitation.* 2019 Dec 18;45(4):471-481.

**Celletti C, Camerota F.** Preliminary evidence of focal muscle vibration effects on spasticity due to cerebral palsy in a small sample of Italian children. *Clin Ter.* 2011;162(5):e125-8.

**Mandic et al.** Kinematic analysis of upper-extremity movements after segmental muscle vibration therapy. *Gait & Posture.* 35: S21 - S22. *Gait & Posture*, 2012; 35: 21-22

**Mortaza et al.** Upper limb tendon / muscle vibration in persons with subacute and chronic stroke: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2019 Oct;55(5):558-569.

## 3

**Barsties v. Latoszek B.** Preliminary study of Novafon local vibration voice therapy for dysphonia treatment. Logoped Phoniatr Vocol. 2020 Apr;45(1):1-9.

**Barsties v. Latoszek.** Treatment Effectiveness of Novafon Local Vibration Voice Therapy for Dysphonia Treatment. Journal of Voice, Volume 34, Issue 1, 2020, Pages 160.e7-160.e14

**Barsties v. Latoszek B, Watts CR.** A Case of Nervus Laryngeus Superior Paresis Treated With Novafon Local Vibration Voice Therapy, Journal of Voice, Volume 35, Issue 3, 2021, Pages 406-410.

**Hricová M, Hammer S.** Lokale Vibrationstherapie in der Neurorehabilitation - Eignet sich der intraorale Vibrationsspatel zur Verbesserung der Zungenkraft bei Schlaganfallpatienten? - Eine Pilotstudie, Sprache · Stimme · Gehör 2021; 45(01): e1-e6

**Yiu et al.** Vibrational Therapies for Vocal Fatigue. J Voice. 2021 Jan;35(1):29-39.

**Grant L.** The use of a manual vibrator in the speech therapy program of four school-age mentally retarded children. J Commun Disord. 1982 Sep;15(5):375-83.

## 4

**Erfahrungsberichte:** Es liegen u. U. nicht ausreichend klinische Daten vor, um eine generelle Eignung der Lokalen Vibrationstherapie bei der beschriebenen Symptomatik zu belegen.

## 5

**Anwendungsbefragung:** 2022 mit 253 teilnehmenden Therapeut:innen

→ Mehr Literatur und Erfahrungsberichte sind auf der Homepage [novafon.ch](http://novafon.ch) zu finden.

**Produkte**

[novafon.ch/shop](http://novafon.ch/shop)

**Anwendungsbereiche**

[novafon.ch/anwendungsbereiche](http://novafon.ch/anwendungsbereiche)

**Web-Seminare**

[novafon.ch/informieren/webseminare](http://novafon.ch/informieren/webseminare)

Maximale Kraft.  
Spürbar wirksam.

# max+

novafon.ch  
info@novafon.ch  
T 041 558 86 41

NOVAFON Vertrieb Schweiz  
c/o Limesone GmbH  
Chasseralstrasse 1-3  
4900 Langenthal



novafon\_schweiz

**birkenrot**<sup>®</sup>

NOVAFON Vertrieb Schweiz Birkenrot<sup>®</sup>  
A division of Limesone GmbH